



X-Bio Sentinel · المنظومة الحسّية – شمّيم، الأنف الإلكتروني

دليلُ شمّيم

التشغيلُ والاستخدام

للمشغل والمهندس وصاحب الجهاز – البرنامج والأنظمة والخوارزميات والواجهات، مصوّرةً من الواجهات الحيّة

كيف تقرأ هذا الدليل

الجزء الأول يُعرّف شميم وعتاده وخدماته، والثاني يمشي مع المشغل شاشة شاشة (ما تراه • ما تفعله)، والثالث للمهندس: السمات وبوابة القبول والتميز والتدريب، والرابع لصاحب الجهاز: التشغيل والإعادة والتحقق والأعطال، ثم الملاحق. كل رقم متغير فيه قيس لحظة بنائه.

الجزء الأول • التعريف

1	ما شميم	03
2	العتاد والبروتوكول	04
3	الخدمات والمنافذ	06

الجزء الثاني • الواجبات

4	الكونسول: الإطار والشاشة الأولى	06
5	الاتصال والحالة	09
6	صحة الحساس	11
7	الشم والتعلم	12
8	المراقبة الحية	13
9	مكتبة الروائح	14
10	البصمة والتصنيف وخريطة الأنماط	15
11	مصفوفة الالتباس	16
12	الوكيل	17
13	صفحة «عن» وصفحة المنتج	18
14	تطبيق أندرويد	20

الجزء الثالث • الخوارزميات

15	البصمة وموجه السمات	21
16	بوابة القبول	22
17	التمييز والجدة	23
18	التدريب والتحقق الصادق	24
19	مكتبة التحليل	25

الجزء الرابع • التشغيل

20	التشغيل اليومي	25
21	وضع الإعادة	27
22	الجودة والتحقق	27
23	الأعطال الشائعة	29

الملاحق


24	حدود الصدق	30
25	كيف صوّر هذا الدليل	30
26	مصادر الأرقام	31

ما شميم

أنف إلكتروني محلي: عقدة صغيرة عليها حساس غاز، وكونسول عربي على الحاسوب، وتطبيق على الهاتف. يسجل بصمة الهواء في 5 درجات حرارة، ويبني مكتبة روائح المكان، ثم يميز ما يشبهها – والتحليل كله على جهاز الجهة.

17	13	36	5
مسحة في المكتبة الآن	فعلًا في بروتوكول العقدة	بُعدًا في متجه السمات المجنّد	درجات حرارة في كل مسحة

شميم هو الأنف الإلكتروني في منظومة X-Bio Sentinel الحسّية من MrF X Nexus، والعضو الآخر فيها مسبار لحواس الإنسان. العقدة تقيس، والكونسول والهاتف وجهان لها يعرضان القياس ويحفظانه ويميزانه، وطبقات الإنتاج (البوابة والمميز والرصد) تُشغّل حين تحتاجها الجهة.



ما ليس شميم: ليس جهازًا طبيًا ولا تشخيصًا، ولا يحدّد المركّبات كيميائيًا، وليس كاشف غاز معتمدًا. يقيس مقاومة حساس واحد ويقول إنّ هذه الرائحة تشبه ما حفظته – والقرار المبني على ذلك قرار الجهة بسياسيتها.

لَمَن هذا الدليل

- **المشغل** - يصلُ العقدة ويفحصُ الحساس ويستم ويحفظ: الجزء الثاني.
- **المهندس** - يريدُ السماتِ وبوابةَ القبولِ والتمييزَ والتدريب: الجزء الثالث.
- **صاحبُ الجهاز** - يشغلُ الخدمات ويتحقق ويعالج الأعطال: الجزء الرابع.

الجزء الأول · التعريف · الفصل 2

العتاد والبروتوكول

حساس BME688 على لوحة ESP32-S3. البرمجة الثابتة تسخن عنصر الحساس بملف مجمّد وتقيس مقاومته عند كلّ خطوة، ثم ترسل سطر JSON لكلّ مسحة عبر USB.



مسحة واحدة = خمس خطوات تسخين بملف مجمّد XBIO_ENOSE_V1 ومجسّ سادس للانجراف

مجسّ الانجراف	R4	R3	R2	R1	R0
320 °C ≤ 5%	360 °C gv [4]	320 °C gv [3]	280 °C gv [2]	240 °C gv [1]	200 °C gv [0]

سلسلة العتاد، وملف التسخين XBIO_ENOSE_V1 ببصمة a91f3c0e: 5 خطوات من 200 إلى 360°م، ومجسّ سادس عند 320°م يقيس انجراف المسحة نفيسها.

الفعْل	متى يُقبَل	ما يفعله
HELLO	في أيِّ حالة	المصافحة: يعيدُ وصفَ الجهازِ كاملاً، ولا التقاط قبْلَه
PROF?	في الخمولِ وحدَه	يقرأُ ملفَّ التسخينِ النشط
PROF	في الخمولِ وحدَه	يضبطُ ملفَّ تسخينٍ جديداً ويحفظُه
LABEL	في الخمولِ وحدَه	يضبطُ اسمَ الصنفِ للاتقاطِ التالي
BURN	في الخمولِ وحدَه	تسخينُ تنظيفٍ لعددٍ من الثواني بلا حفظِ بيانات
BASE	في الخمولِ وحدَه	يلتقطُ مسحاتٍ هوائٍ نقيٍّ خطَّ أساس
CAP	في الخمولِ وحدَه	يلتقطُ مسحاتٍ موسومةً باسمِ صنف
STAT	في أيِّ حالة	لقطهُ حالةِ الجهاز
STOP	في أيِّ حالة	يوقِفُ أيَّ التقاطٍ جارٍ ويعودُ إلى الخمول
PING	في أيِّ حالة	نبضُ حياة
CAPF	في أيِّ حالة	التقاط قسريٍّ متتابع — طريقُ الكونسول الحيّ
INIT	في الخمولِ وحدَه	يعيدُ تهيئةً ناقلِ I2C والحساس
SCAN	في أيِّ حالة	مسحٌ تشخيصيٌّ لعناوين I2C

حالةُ العقدة	معناها
IDLE	جاهزة — الحالةُ الوحيدةُ التي تُقبَلُ منها الأفعالُ الطويلة
BURNIN	تسخينُ تنظيفٍ جارٍ (BURN) بلا حفظِ بيانات
BASELINE	التقاط خطَّ أساسي الهوائِ النقيّ (BASE)
CAPTURING	التقاطُ مسحاتٍ موسومةٍ (CAP)

HELLO وSTAT وPING تُقبَلُ في أيِّ حالةٍ لأنّها قراءةٌ لا تُربكُ دفعةً جارية، وSTOP وحدَه يقطعُ ما يجري. البروتوكولُ $p_v=1$ مجمّد: قد تُضافُ أفعالٌ، ولا تتغيّرُ معاني القائمة. البرمجيّةُ الثابتةُ الحاليةُ xbio-enose-2.3.0+bme68x، والتفصيلُ في docs/protocols/ENOSE_SERIAL_PROTOCOL.md.

الخدمات والمنافذ

كلُّ خدمةٍ على 127.0.0.1 وحده. الكونسول هو الوجهة اليومي، والبقية طبقات إنتاج تُشغَّل عند الحاجة. الحال أدناه قيس لحظة بناء الدليل.

الخدمة	المنفذ	كيف تُشغَّل	عند البناء
كونسول شميم	8770	pm2 باسم xbio-console	يعمل ●
نسخة الإعادة (لتصوير هذا الدليل)	18770	live_console.py --replay	يعمل ●
البوابة	8771	make gateway	مطفأ ●
المميّز	8772	make recognizer ومعه Neo4j :7689	مطفأ ●
InfluxDB	8087	مكدس دوكر make stack	مطفأ ●
Grafana	3002	مكدس دوكر make stack	مطفأ ●

لماذا المميّز والرصد مطفأ: المميّز يحتاج Neo4j، والرصد InfluxDB وGrafana، وكلها في مكدس دوكر – ومدير الحاويات على هذا الجهاز مطفأ بقرار دائم من المالك. والبوابة تملك منفذ USB ولا عقدة موصولة الآن. لذلك يشرّحها هذا الدليل من كودها ولا يصوّرها.

الكونسول: الإطار والشاشة الأولى

صفحة واحدة بعشر شاشات. على يمينها شريط تنقّل بمجموعتين: «الجهاز» للتشغيل اليومي و«المعرفة» لما تعلّمه النظام. وفي رأسها اسم المنتج ووسم الوضع (LIVE حقيقي أو REPLAY من تسجيل)، وحالة الاتصال، وزر «عن».

127.0.0.1:18770 · ops

التشغيل — شاشة واحدة للمشغلC1

عن

المنظومة

مسيار

X-Bio Sentinel · شميم · REPLAY · من سجل

OPERATOR · ONE SCREEN

التشغيل

حالة اللوحة والتسخين والانقاط CAPF وعدد الجلسات لكل صنف — ما يمنع make train- console-13d اليوم جلسة واحدة لكل صنف. make train يعلن الأهلية فقط.

الانقاط

البورن

اللوحة

CAPF

burnin

غير متصل

الانقاط · تسلسلي forced

؟ stable

REPLAY

الجلسات لكل صنف

ميكس سيجاريت

هواء نقي

اتصال + HELLO

اسم CAPF واحفظ باسم صنف

مقياس الخادم

طلبات / أخطاء

مسحات المكتبة

المراقبة

عن الناشر

Mrf X Nexus د.م - الرياض. فرع لندن: MRF X AIOT TECHNOLOGY. شميم عضو في منظومة X-Bio Sentinel الحشنة مع مسبار. ليس جهازًا طبيًا. ليست تحديدًا كيميائيًا.

السجل التجاري

فرع لندن

حزمة أندرويد

العنوان الوطني

البريد

الهاتف

الموقع

سيرة قانونية

7054581355

MRF X AIOT TECHNOLOGY LTD · 17063115

com.mrf103.xbio

REJA8021 · حي جرير - الرياض

info@mrf103.com

+966 59 165 2030

www.mrf103.com

عن

الخصوصية

الشروط

Privacy

Terms

الجهاز

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحية

صحة الحساس

الشم والتعلم

المعرفة

مكتبة الروائح

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الالتباس

الوكيل

ما تراه

حالة اللوحة والإحماء ووضع الالتقاط، وعددُ الجلسات لكل صنفٍ مع تنبيه «يحتاج جلستين لكل صنف»، ومقاييس الخادم (زمن التشغيل والطلبات والأخطاء ومسحات المكتبة)، وبيانات الناشر.

ما تفعله

«اتصال + HELLO» يفتحُ الوصلة ويتعرّف على العقدة، و«اسم CAPF واحفظ باسم صنف» ينقلُك إلى الشم. وما يمنع التدريب مكتوبٌ في رأس الشاشة بسببه.

ملاحظة:

اللقطة من نسخة الإعادة: الوسم REPLAY أصفر في الرأس، والأرقام من تسجيل حقيقي سابق.

الاتصال والحالة

قبل أيّ قياسٍ تُفتَحِ الوصلةُ ويُرسَلُ HELLO، فتعيّدُ العقدةُ إصدارها وملفّ تسخينها وحساسها. لا التقاط قبل ذلك.

127.0.0.1:18770 · connect

قبل الاتصالC2

الشميم · X-Bio SentinelREPLAY · من تسجيل

عن · المنظومة · وسيار

RAW · النمط · غير متصل

الجار

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحيّة

صحة الحساس

الشمّ والتعلّم

المعرفة

مكتبة الروائع

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الالتباس

الوكيل

NODE · ESP32-S3 + BME688

الاتصال والحالة

لا عقدة موصولة. الأرقام تُقرأ من تسجيل سابق النقط على الجهاز الفعلي.

غير متصل

بطاقة الجهاز

الإصدار

المنفذ

العنوان

البروفایل

الحساس

اتصال + HELLO

ملف البتر المُقعد

XBIO_ENOSE_V1

المُعرف

الخطوات

الوضع

وضع إعادة التشغيل — لا يوجد جهاز موصول. كل رقم هنا مقروء من تسجيل حقيقي سابق (ml/enose/data/live_captures). والقياسات المحيطة وفحوص الثبات غير متوفرة في التسجيل. الحفظ في المكتبة معطل.

النكهة اللغويّ (اختياري)

تفعيل الأسئلة الذكية والشرح والتشبيه فوق أرقام المصنّف. المفتاح يُرسل إلى الوحدة ويُخزن على الجهاز الذي تعمل عليه (hub/enose/.ai_config.json بأذونات المالك وحده). لا في هذا المتصفح. إن كنت تفتح هذه الصفحة من جهاز آخر غير الشبكة فالمفتاح يغادر جهازك إلى ذلك الخادم — استعمل HTTPS أو ألصق المفتاح على الجهاز نفسه. لا تُسجل في السجّلات، ولا يُرسل إلا لمزود النموذج الذي اخترته.

المزود

gemini

الموديل

gemini-3.5-flash

Google Gemini

flash يعمل على الحصة المجانية · pro يحتاج تفعيل الفترة.

مفتاح API (يُفَى على جهازك)

ألصق مفتاحك هنا

مسح

حفظ المفتاح

127.0.0.1:18770 · connect

بعد «اتصال + HELLO»C3

عن

المنظومة

وسيار

X-Bio Sentinel · شميم

REPLAY · من تسجيل

التيار

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحية

صحة الحساس

الشّم والتعلّم

المعرفة

مكتبة الروائح

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الانتبااس

الوكيل

الاتصال والحالة

لا عقدة موصولة. الأرقام تُقرأ من تسجيل سابق تُنقِط على الجهاز الفعلي.

ملف الـبيتر المُجفّد

المرئف

الخطوات

الوضع

وضع إعادة التشغيل – لا يوجد جهاز موصول. كل رقم هنا مقروء من تسجيل حقيقي سابق (ml/enose/data/live_captures). والقياسات المحيطة وفحوص الثبات غير متوفرة في التسجيل. الحفظ في المكتبة معطل.

بطاقة الجهاز

الإصدار

المنفذ

العنوان

البروقابل

الحساس

متصل ✓

الذكاء اللغويّ (اختياري)

المزوّد

الموديل

Google Gemini

flash يعمل على الحصة المجانية · pro يحتاج تفعيل الفوترة.

مفتاح API (يبقى على جهازك)

ألصق مفتاحك هنا

مسح

حفظ المفتاح

ما تراه

بعد نجاحِ HELLO اذهبِ إلى «صحة الحساس» قبل الشّم. ومفتاحِ الذكاء اللغويّ اختياري: يُحفظُ على الجهاز الذي يعملُ عليه الكونسولُ بأذوناتِ المالكِ وحدّه، لا في المتصفح، ولا يُكتَبُ في السجّلات.

ما تفعله

«HELLO ✓» في بطاقةِ الجهاز، والإصدارُ والمنفذُ ومعهما «حساس غير جاهز»، وملفُ الـبيترِ المُجمّد، ووسمُ الرأسِ صارَ «متصل · الحساس غير جاهز».

صحة الحساس

قَبْلَ الشَّمِّ يُسْأَلُ الْحَسَّاسُ: هَلْ هُوَ نَظِيفٌ وَسَاخُنٌ وَثَابِتٌ؟ الشَّاشَةُ تَجْمَعُ الْإِشَارَاتِ الَّتِي يَحْكُمُ مِنْهَا النِّظَامُ عَلَى حَالِهِ، وَتَقُولُ مَتَى يَحْتَاجُ تَهْوِيَةً أَوْ حَرَقًا تَنْظِيفِيًّا.

127.0.0.1:18770 · health

C4

صحةُ الحشّاس بعدَ «قِس الآن»

عن · المنظومة · وسبار ٦

عن · X-Bio Sentinel · شميم · REPLAY · من تسجيل

الجهاز

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحثة

صحة الحشّاس

الشم والتعالم

المعرفة

مكتبة الروائح

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الانبثاس

الوكيل

SENSOR HEALTH · SELF-DIAGNOSIS

صحةُ الحشّاس

كل الإشارات اللي يبيحكم منها النظام على وضع الحشّاس – ومقي بدّه تنظيف أو حرق. الأرقام من جهازك القعلي:

قِس الآن · مراقبة مستمرة · حرق تنظيفي · تهوية · إيقاف · اكمل

استقّي تثبت

القرارة لما تتغفّر/غير مستقرّة – استنّها تثبت قبل أي حكم أو تنظيف أو النقاط.

الإشارات اللي يستدلّ منها النظام

● مقاومة R0 عند 200م
~85% من الهواء النقي
عيات: 1,300,000 · مرجع نقي · READY ≥ 850,000 · WARM ≥ 300,000

● الجاهزية (مستوى المقاومة)
READY
الحشّاس نظيف ومستقرّ – جاهز للانفاط أساس هواء نقي.
منخفضة جداً = مؤثّر · متوسطة = يتعافى · عالية = جاهر

● الاستقرار الزمئي (بين الشقات)
الاتجاه: يرتفع T (تعاق)
قراءات متشابهة ضمن 75± = ثبتت الحرارة والوزن

● ثبات المسحة الواحدة (فحص بوش الداخلي)
غير معروف
التوموير بعدد قياس 320م داخل المسحة: الخلية 75

● تسخين مبدئي (زمن التشغيل – بوش)
5 < COLD دقائق · 30 < WARM دقيقة · 30 ≥ READY دقيقة
MDX جديد يحتاج تسخيناً مستمراً حتى تثبت خطّ الإثّاس

● مؤثّر SHDP-01 (مكتبة التحليل)
0.60
drift 0.000 · cv 0.676
أحصاء مقاومة R0 غير التلقائ – ليس تسميلاً كيميائياً

عدّاد المقاومة R0 – مقابل الهواء النقي

READY
WARM
85%
من الهواء النقي
R0 = 1,102,881 Ω · READY

ما تفعله

«قِس الآن» قراءةً واحدة، و«مراقبة مستمرة» قراءةً دوريّةً تبني خطّ R0 الزمئي، و«حرق تنظيفي» يسخّن بلا حفظ، و«تهوية» تنتظرُ هواءً نظيفاً، و«إيقاف» يوقّف أيّ عمليّة.

ما تراه

عدّادُ المقاومة R0 نسبةً إلى الهواء النقيّ بمنطقتي WARM وREADY، وستُ إشاراتٍ ملوّنةٍ بحاليها، وفوقها حكمٌ واحدٌ صريح.

ملاحظة: جاء الحشّاس في هذه القراءة المسجّلة «ملوّناً» والقراءة غيرُ مستقرّة، فالحكم «استقّي تثبت» – ولا تُحفَظ عيّناتٌ في هذه الحال.

الإشارة	العتبة من الكود	المعنى
الجاهزية (مستوى R0)	$WARM \geq 300,000 \Omega \cdot READY \geq 850,000 \Omega$	دَوْن WARM ملوّث أو بارد، فلا تُحَقِّط عَيّنات
مرجع الهواء النقيّ	$1,300,000 \Omega$	تُحَسَّب النسبة المئويّة عليه
ثبات المسحة الواحدة	$drift@320^{\circ}C \leq 5\%$	فوقه لا تُعدّ المسحة ثابتةً ولو قالت البرمجيّة ذلك
الإحماء المبدئيّ	$READY \geq 30 \text{ min}$	حساس أكسيديّ جديد يحتاج تسخينًا متواصلًا حتّى يثبت أساسه
SHDP-01	0 ... 1	انجراف وتشتت لمقاومة R0 عبر نافذة – ليس تصنيفًا كيميائيًا

الجزء الثاني · الواجهات · الفصل 7

الشم والتعلم

المكان الوحيد للشم: قِرب الرائحة من الحساس واضغط «اشم الآن»، فُلتنقُط مسحاتٌ متتابعةٌ وتُصنّف ويظهر تحتها صندوقُ الحفظ.

بعد جولة شمّ كاملة C5

127.0.0.1:18770 · sniff

عن

المنظومة

وسبار 2

X-Bio Sentinel · شميم

REPLAY · من تسجيل

الشم والتعلم

الجاهز

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحية

صحة الحساس

الشم والتعلم

المعرفة

مكتبة الروائح

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الانباس

الوكيل

الشم والتعلم

هنا المكان الوحيد للشم: قِرب الرائحة من الحساس. اضغط «اشم الآن»، فُلتنقُط وتُصنّف ويظهر تحتها صندوقُ الحفظ لتتعلمها المكتبة.

اشم الآن

جاهزية الحساس: ملوّث · القراءة غير مستقرّة (يسخن) · 15% - R0 من الهواء النقي

استقّي

القراءة لسأ غير مستقرّة (الحساس يسخن/يتغير) – استقّي ثبت قبل التصنيف.

مقاومة المستشعر الأول تساوي حوالي 193,850 أوم وهي متوسطة. ومعنى ذلك أن هناك روائح خفيفة أو متوسطة من غازات مخترلة. القراءة لسأ غير مستقرّة (الحساس يسخن/يتغير) – استقّي ثبت قبل التصنيف.

رأي فذ.

حفظ العينة

احفظ هذه العينة؟

ش القراءة غير مستقرّة – الحفظ محظور حتى تثبت (أو استخدم «احفظ رغم ذلك»).

الاسم

عينة جديدة

التصنيف / العائلة

غير معروف

طروف العينة

احفظ

ما تراه

سطر جاهزية الحساس وثبات القراءة، ثمّ الحكم: «استقّي» حين لم تثبت القراءة، أو الصنف الأقرب بثقيته، أو «جديدة» حين تبعد عن كلّ ما تعلمه – ومعه شرحٌ بجملةٍ عربيّة، ورأي الذكاء اللغويّ إن فُعل.

ما تفعله

في «حفظ العينة» اكتب الاسم واختر العائلة (أو اكتب عائلة جديدة) وظروف العينة، ثمّ «احفظ».

ملاحظة: لم تُنقَر الحفظ عند التصوير، وهو مرفوض، في وضع الإعادة أصلاً برّد 409.

◆ ماذا يحدث عند «احفظ»

- تمرُّ كلُّ مسحةٍ ببوابةِ القبول (الجزء الثالث). إن سقطت رُدَّ الحفظُ بسببِ مسّعى: قراءةٌ غيرُ مستقرّة، أو أساسٌ هوائيٌّ نقيٌّ والحساسُ ليس READY، أو رفضُ القبول.
- «احفظ رغم ذلك» لا يُدخلُ المسحةَ المكتبةَ، بل يحفظُها في مجلّدِ الحجر quarantine_ بأسبابِ رفضها – فلا تُحَلَّطُ بما يُدرَّبُ عليه.
- المسحاتُ المقبولةُ باسمِ الصنفِ نفسه خلالَ 120 s تُحسَبُ جلسةً واحدةً، وما بعدها يبدأُ جلسةٌ جديدة.

الجزء الثاني · الواجهات · الفصل 8

المراقبة الحية

عرّض فقط: متّجهُ المقاومةِ الخماسيُّ والقياساتُ المحيطةُ من آخرِ شقّة، وخُطُّ R0 الزمئيُّ حينَ تعملُ المراقبةُ المستمرّة.

127.0.0.1:18770 · monitor
المراقبة الحية C6

X-Bio Sentinel · شميم
REPLAY · من تسجيل

عن
المنظومة
وسبار

المنظومة

المنظومة

LIVE · GV[5]
الأرقام الحية
عرض فقط: متّجه المقاومة والقياسات المحيطة من آخر شقّة. الشّم والحفظ يتفان في شاشة «الشّم والتعلّم».

متّجه المقاومة GV[5] – آخر شقّة

R4 360°C
R3 320°C
R2 280°C
R1 240°C
R0 200°C

خط R0 الزمني – ما شقّة الجهاز
لا تسجيل بعد

سَم مدّي زمنيّاً
قرب الراحة ودعها لتُسجَل. ثمّ سَم الفترة كلّها دفعةً واحدة – كلّ عيّنة فيها نصير صملاً في المكتبة. أسرع بكثير من ضغط لِكَل عيّنة، ويحفظ منحى الصعود والهبوط بدل نقطة واحدة منه.

الاسم
العائلة
المدى

مثال: قنبوة محفّضة
هواء نقي وأساس
آخر دقيقة

الجهاز
التشغيل
الاتصال والحالة
المراقبة الحية
صحة الحساس
الشّم والتعلّم
المعرفة
مكتبة الروائح
البصمة والتصنيف
خريطة الأنماط
مصفوفة الانبثاس
الوكيل

ما تراه

خمس بطاقات لمقاومة R0...R4 عند درجاتها، وخُطُّ R0 الزمني «ما شمه الجهاز»، وتحتهما «سَم مدّي زمنيّاً».

ما تفعله

شغّل «المراقبة المستمرّة» من صحّة الحساس، قَرّب الرائحة ودعها تُسجَل، ثمّ اختر المدى والاسم والعائلة لتحفظ الفترة كلّها دفعةً واحدة – أسرع من ضغط لِكَل عيّنة، ويحفظ منحى الصعود والهبوط لا نقطة منه.

مكتبةُ الروائح

معرفةُ النظام التي يقارنُ بها: كلُّ صنفٍ ببصمتهِ وعائلتهِ وعددِ عيّناتهِ وجلساتهِ وظروفهِ.

127.0.0.1:18770 · library

مكتبة الروائح المسجّلةC7

عنالمنظومةوسيار

شميم · X-Bio Sentinel · من تسجيل · REPLAY

الجزائرالتشغيلالاتصال والحالةالمراقبة الحيّةصحة الحساسالشّم والتعلّمالمعرفة

2مكتبة الروائح

البصمة والتصنيفخريطة الأنماطمصفوفة الالتباسالوكيل

ODOR LIBRARY

مكتبة الروائح المسجّلة

كل رائحة ببصمتها، عائلتها، عدد عيّناتها، وظروفها. هذه معرفة النظام التي يُقارن بها.

17 مسح · 2 أصناف · الدقّة غير قابلة للقياس بعد (تحتاج جلستين لكلّ صنف)

المصنّف: أقرب مركز، لتدريب نموذج، صنفان على الأقلّ، وكلّ صنف مسجّل في جلستين منفصلتين.

هواء نقي

هواء نقي وأساس

أساس هواء نقي · السطح/هوا طلق · R0-1,130,309Ω READY · شكل [0.09, 0.147, 0.264, 0.498, 1.0] · جسيم · 3V3 · -23:11

5 عيّنة · 1 جلسة

ميكس سيجاريت

دخان تبغ

دخان تبغ+حشيش (ميكس) · R0-158,487Ω · ~00:52 · دخان تبغ+حشيش (ميكس) · R0-254,233Ω · ~00:52 · دخان تبغ+حشيش (ميكس) · R0-332,037Ω · ~00:53 · دخان تبغ+حشيش (ميكس) · R0-412,989Ω · ~00:53

12 عيّنة · 1 جلسة

ما تراه

سطرٌ يُلخّصُ المكتبة (المسحات والأصناف وهل الدقّة قابلةٌ للقياس)، وبطاقةٌ لكلّ صنفٍ بمنحناه وعتيّاته، وتنبيهٌ ▲ على كلّ صنفٍ بجلسةٍ واحدة.

ما تفعّله

قراءةٌ فقط؛ تُضافُ العيّناتُ من «الشّم والتعلّم» أو «سَمّ مدىّ زمنيّاً».

الصنف	العائلة	المسحات	الجلسات
ميكس سيجاريت	دخان تبغ	12	1 ▲
هواء نقي	هواء نقي وأساس	5	1 ▲

قيستِ المكتبةُ عندَ البناء: 17 مسحةً في 2 أصناف، وليس لكلّ صنفٍ جلستان — فالدقّةُ «غيرُ قابلةٍ للقياس» بعد ولا نموذج مدزّنًا. والمجلّدات archive_contaminated_ خارج العدّ عمدًا.


البصمة والتصنيف وخريطة الأنماط

شاشتا قراءة: الأولى تشرح آخر شمة وحدها، والثانية تضع كل ما في المكتبة على مخطط واحد.

127.0.0.1:18770 · print

البصمة والتصنيف — بعد شمة

C8




ما تراه

رادار R0...R4 مطبعا لآخر شمة، وبجانبه العائلة والمقاومات الخمس بالآوم والحكم وشرحه بجملة.

127.0.0.1:18770 · patterns

خريطة الأنماط

C9



ما تراه

منحنى كل صنف (لوغاريتم المقاومة عبر الدرجات)، وخريطة ثنائية الأبعاد لكل العينات بإسقاط PCA تُظهر هل تنفصل العائلات فعلاً.

ملاحظة: صنف متباعد النقاط على الخريطة علامة على أن تسجيله يحتاج ظروفًا أثبت قبل التدريب.

مصفوفة الالتباس

أيُّ الأصنافِ يخلطُ النموذجُ بينها فعلاً — محسوبةً بتركِ جلسةٍ كاملةٍ خارجَ التدريبِ لا مسحَةٍ واحدة.

127.0.0.1:18770 · confusion

مصفوفة الالتباسC10

RAW النمطمتصل · الحساس غير جاهز

عنالمنظومةسيار

X-Bio Sentinel · شميمREPLAY · من تسجيل

CONFUSION MATRIX

مصفوفة الالتباس

أيُّ الأصنافِ يخلطُ النموذجُ بينها فعلاً. تُحسب بتركِ جلسةٍ كاملةٍ خارجَ التدريبِ — لا مسحَةٍ واحدة — فالرقم هنا هو ما سيراه المدرِّب.

الدقة المُقاسة

الدقة غير قابلة للقياس بعد. تحتاج صنفين على الأقل، وكلُّ صنفٍ مسجَّلًا في جلستين منفصلتين — تركِ جلسةٍ كاملةٍ هو ما يجعل القياس صادقًا.

الجدول — الصَّف حقيقي، العمود متوقَّع

حقيقي \ متوقَّع	ميكس سيجاريت	هواء نقي	الإجمالي
ميكس سيجاريت	0	0	0
هواء نقي	0	0	0

الحرار

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحية

صحة الحساس

الشم والتعلُّم

المعرفة

مكتبة الروائع

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الالتباس

ما تراه

«الدقة المُقاسة»، وجدولُ صفوفه الصنفُ الحقيقي وأعمدته المتوقَّع، وأكثرُ الأزواجِ التباسًا.

ملاحظة: لأنَّ كلَّ صنفٍ اليوم في جلسةٍ واحدةٍ تقولُ الشاشةُ «الدقة غير قابلة للقياس بعد» وتبقى الخلايا أصفارًا — وهذا هو الصدق، لا عطب.

الوكيل

دردشةٌ مع وكيلٍ تشغيلٍ يقرأُ مكتبةَ الروائجِ وملفاتِ الالتقاطِ ومنافذَ شميم، ويجيبُ بالأرقامِ كما هي على القرص.

127.0.0.1:18770 · agent

وكيل التشغيلC11

الناظر

التشغيل

الاتصال والحالة

المراقبة الحية

صحة الحساب

الشمع والتعلم

المعرفة

مكتبة الروائج

البصمة والتصنيف

خريطة الأنماط

مصفوفة الالتباس

الوكيل

AGENT · CHAT

وكيل التشغيل

دردشة مع وكيل مربوط بنموذج (سلطان محلياً، ثم Gemini إن وُجد مفتاح، وإلا قواعد قراءة محلية). يقرأ مكتبة الروائج وملفات الالتقاط ومنافذ شميم. لا يفتح السيريال ولا يسقي روائح ولا يومض البرمجية.

المرؤد والحالة

متصل / بوابة

مفتاح

المرؤد

سلطان المحلي: 1234

استئناف

إيقاف طوارئ

المحادثة

اسأل عن المكتبة أو الخدمات أو حالة اللوحة. الأرقام تُقرأ من القرص والمنفذ، لا تُخترع.

المكتبة

الخدمات

التشخيص

أرسل

مثال: ما الروائج المسجلة؟ وما الخدمات المفتوحة؟

ما تراه

المرؤد والحالة: سلطان المحليّ أولاً، ثم Gemini إن وُجد مفتاح، وإلا قواعد قراءةٍ محليّةٍ بلا نموذج. وأزراؤ «إيقاف طوارئ» و«استئناف»، وأسئلة جاهزة: المكتبة · الخدمات · التشخيص.

ما تفعله

اسأل عن المكتبة أو الخدمات أو حالِ اللوحة.

ملاحظة:

لم تُرسل أيُّ رسالةٍ عند التصوير. والوكيلُ لا يفتحُ المنفذَ التسلسلي، ولا يسقي روائح، ولا يومض البرمجية.

صفحة «عن» وصفحة المنتج

هويّة الناشر القانونيّة داخل الكونسول نفسه، وصفحة تعريفية ثابتة للمنتج في المستودع.

127.0.0.1:18770/about

عن شميم C12



شميم · X-Bio Sentinel

شميم الأنف الإلكتروني في منظومة X-Bio Sentinel الحشية من MrF X Nexus، ومعه وسيلار لحواس الإنسان. أنف إلكتروني محلي · ليس جهازًا طبيًا · ليست تحديدًا كيميائيًا

الكونسول سياسة الخصوصية شروط الاستخدام [Terms](#) [Privacy](#)

الناشر: MrF X Nexus ذ.م.م — الرياض

فرع لندن: 17063115 · MRF X AIOT TECHNOLOGY LTD

السجل التجاري الموحد (الرياض): 7054581355

العنوان الوطني: REJA8021 · حي جرير — الرياض

حزمة أندرويد: com.mrf103.xbio

البريد: info@mrf103.com

الهاتف: +966 59 165 2030

الموقع: www.mrf103.com

البروتوكول pv=1 مجفّد. الالتقاط الحيّ على هذا الجهاز CAPF.

ما تراه

الاسم الواحد، والناشر وفرع لندن والسجل التجاري والعنوان الوطني وحزمة أندرويد والتواصل، وروابط الخصوصية والشروط بالعربية والإنجليزية.

W1


صفحة المنتج – الواجهة

docs/product/web/index.html

شميم

لنن ماذا يشمل كيف يعمل التفاصيل الأسعار

اطلب التسعيرة



أنف يقيس المقاومة، لا يدعي الجزيء

شميم يلتقط بصمة الرائحة من المكان، يحفظها في مكتبة على جهازك، ثم يميز ما يشبهها لاحقاً. العمل كله محلي. ليس تشخيصاً طبياً، ولا اسم جزيء على الشاشة.

اطلب التسعيرة اعرف المزيد

ما تراه

«أنف يقيس المقاومة، لا يدعي الجزيء»: وعد المنتج بجملة واحدة.

ملاحظة: خطوط الصفحة تُجلب من Google، وحُجب كل مضيفٍ خارجي عند التصوير فظهرت بخطّ بديل.

W2

صفحة المنتج – خمس درجات حرارة

docs/product/web/index.html

لتدفع اللوحة عند المصدر وتعباً مستحاً.

يحفظ النظام بصمة الرائحة في مكتبتك، على جهازك.


لتجد المسح في جلسة أخرى حتى يصور الصنف حقيقياً لا صورة يوم واحد.

بعد ذلك لنسلك الجهاز: هل ما أمكنك يليه ما خلطت؟

خمس درجات حرارة

المستشعرات يُسَنِّح على خمس درجات ثابتة حتى تكون البصمة قليلة للمقارنة من يوم إلى يوم.

360° 320° 280° 240° 200°



تطبيق أندرويد

تطبيق «شميم» (com.mrf103.xbio · الإصدار 0.1.0) بـ Kotlin و Compose: يتصل بالعقدة مباشرة عبر USB-OTG أو البلوتوث، ويسجل الالتقاطات ويصدّرها.

لماذا بلا لقطات: لا هاتف موصول عند البناء (adb devices ← 0 جهاز)، ولا يُصوّر ما لا يعمل. الوصف أدناه من الكود ومن نصوص التطبيق العربية نفسها.

الوجهة	ما فيها
التشغيل	الاتصال والتعرّف على العقدة ثمّ الإجماء، وسجلّ أساس الهواء النقيّ، وسجلّ دفعة، ونظف الحساس، وإيقاف – والتسجيل مقفّل حتّى يمرّ فحص الإصدار والحساس.
البيانات	قاعدة «جلستان لكلّ صنف»، والمسحّات المحفوظة في الجلسة، والمرفوضة لأنّها من ملفّ تسخين مختلف، وتصدير الالتقاطات.
الجهاز	بطاقات الوصلة والهويّة والحالة والصيانة، وتحديث القراءات.
وكيل	الدردشة نفسها عبر الكونسول على 8770 – الهاتف لا يحمل مفتاح نموذج.

- خدمة التقاط في المقدّمة تُبقي الدفعة حيّة وتُظهر «التقاط جارٍ – أبق الكابل موصولاً».
- جهاز لا يجتاز فحص الإصدار أو الحساس يُرفّض تسجيله «كي لا تُوسم دفعة بإعداد خاطئ».
- الوكيل من الهاتف الموصول بالكابل: tcp:8770 adb reverse tcp:8770 فيصير 127.0.0.1 على الهاتف هو الحاسوب.

البصمة ومنتج السمات

المسحة الواحدة خمس مقاومات $gv[5]$ وخط أساس $base[5]$ وحرارة ورطوبة وضغط. منها يُبنى منتج من 36 بُعدًا بترتيب مجددٍ تدرّب عليه النماذج ويقرؤه المميّز ويصدّر حرفيًا إلى العقدة.



الكتلة	الأسماء	العدد	ما تقيسه
المستوى	logR_0...4	5	لوغاريتم المقاومة عند كل درجة
النسبة إلى الأساس	ratio_0...4	5	المقاومة مقسومة على خط الأساس النقي
لوغاريتم النسبة	logratio_0...4	5	النسبة نفسها بمقياس لوغاريتمي
الفروق	delta_0...3	4	الفرق بين كل درجتين متتاليتين
المدى	range_logR	1	اتساع المنحني
أقوى درجة	argmax_step_0...4	5	أي درجة أعطت أعلى استجابة
المتوسط والتشتت	mean_logR · std_logR	2	مركز المنحني وانتشاره
الظروف	rh_frac · t_norm · p_norm · abs_hum	4	الرطوبة والحرارة والضغط والرطوبة المطلقة
النسبة بعد تعويض الرطوبة	logratio_rhcomp_0...4	5	يُطرخ أثر الرطوبة من كل نسبة

وللكونسول منتج أصغر من 13 سمة (خمس مستويات وأربعة أشكال مطبّعة وأربعة فروق) يستعمله المصنّف لحظة الشم. المتجهان منفصلان عمدًا ولا يُخلطان: الصغير للتفاعل الفوري، والكبير المجمّد عقد التدريب والتصدير.

بوابة القبول

لا تدخل مسحة المكتبة لأنها وصلت، بل لأنها اجتازت أربعة أسئلة بالترتيب. والحقل الغائب في مسحة حيّة رفض، لا افتراض سلامة.




بوابة القبول كما في `xbio_core/admission.py`: ملف التسخين، ثم الإجماء، ثم الثبات، ثم صلاح الخطوات.

الجلسة تُحسب آلياً: مسحتان باسم الصنف نفسه يفصلهما أكثر من 120 s في جلستين مختلفتين. ولذلك يطلب التدريب جلستين لكل صنف، لأن مسحات الجلسة الواحدة متشابهة الظروف فتعطي دقة كاذبة.

التمييز والجدة

طريقتان للتمييز، وكلتاها تعرفُ متى تسكت: الكونسول بمركز كل صنف، والمميز بأقرب جارٍ في فهرس المتجهات.



يمينا الكونسول: يطبخ السمات وقيس المسافة إلى مركز كل صنف، ويقول «جديدة» فوق $\text{spread} \times 3$. يسارًا المميز: لا رائحة معروفة إلا بالشرطين معًا.

- الشكل وحده لا يكفي: قراءة بالشكل نفسه وشدة مختلفة ليست الرائحة نفسها — لذلك $\text{euclid} \leq 0.25$.
- القرب وحده لا يكفي: قراءة قريبة بشكل مختلف تُرَدُّ بـ $\text{cosine} \geq 0.93$.
- لا بيانات مصطنعة: البصمة تدخل المميز من مسحة حقيقية فقط، ولا زرع عينة عشوائية في أي واجهة.
- الثقة ليست يقينًا: ثقة الكونسول نسبة بين الأصناف المعروفة، ولذلك تسبقها بوابه الجدة.

التدريب والتحقق الصادق

النموذج لا يُعلنُ جيّدًا لأنّه نجحَ على عيّنةٍ رآها. تُتركُ في كلّ دورةٍ جلسةٌ كاملةٌ خارجَ التدريبِ ويُختبَرُ عليها، ثمّ تحكمُ بواباتُ مسقاةٌ بعتباتٍ مكتوبة.



البوابة	الشرط	العتبة
B2	متوسط F1 عبر الجلسات المتروكة	≥ 0.85
B3	أدنى استرجاعٍ لصنف	≥ 0.8
B3	أدنى دقّةٍ لصنف	≥ 0.75
B3	لا صنفٌ مئياً في أيّ دورة	≥ 0.6
B4	فجوة التسرّب بين التقسيمين	≤ 0.1
B5	استرجاع الهواء النقي	≥ 0.9
B7	خطأ المعايير	≤ 0.1
B7	عتبة الثقة للقبول	≥ 0.6
B7	دقّة المقبول فوق العتبة	≥ 0.9

العتبات من `ml/enose/evaluate.py`، والتقييم يُسقط البناء إن سقطت بوابة. والأوامر: `make train` يعلنُ الأهلية فقط، و `make train-console-13d` لمتجّه الكونسول، و `make train-canonical-36d` لمتجّه المجفّد.

مكتبة التحليل

أربع وحدات إحصائية أُعيدَ اشتقاقها من الجيل القديم على متجه المقاومة الحديث، بـ NumPy وحدها وبلا قاعدة بيانات.

الوحدة	الوسم	ما تفعله
pad02.py	PAD-02	مشتقتنا سلسلة المقاومة لكل درجة ← درجة شذوذ محدودة وتقدير تقريبي لبلوغ العتبة
sensor_health.py	SHDP-01	الانجراف عن خط أساس سليم والتشتت النسبي ← مؤشر صحة بين 0 و1، ويظهر في شاشة الصحة
consensus.py	CVP-04	إجماع عدة عقد بالمتوسط والتباين، مع كشف الشاذ بالانحراف الوسيط
persist_policy.py	—	متى تُحفظ القراءة: عند البدء، أو قفزة شذوذ، أو نبض دوري

ما في الجيل القديم من خوارزميات «دفاع» و«تهديد» بلا أساس حسيّ استُبعدَ عمدًا ولم يُنقل. كلُّ ما هنا إحصاء على قراءات حساس واحد.

التشغيل اليومي

يوم عمل بشميم ثلاث مراحل: تجهيز الحساس قبل الجلسة، والشَّم بانضباط أثناءها، ثم حفظ ما تعلّمه والتحقّق بعدها.



◇ أوامر المستودع

الأمر	ما يفعله
<code>make console</code>	الكونسول مباشرةً على منفذ USB – للمعاينة والتشخيص
<code>make console-via-gateway</code>	الواجهة نفسها والبوابة على 8771 تملك المنفذ
<code>make replay</code>	الكونسول على مسحات مسجلة بلا جهاز، والحفظ معطل
<code>make gateway</code>	واجهة HTTP و WebSocket للعقدة
<code>make recognizer</code>	المميز على 8772 – يحتاج Neo4j
<code>make train</code>	يعلن أي المتجهين مؤهل للتدريب ولا يخلطهما
<code>make verify</code>	كل الفحوص الحقيقية: الأطقم والبرمجية الثابتة وأندرويد
<code>make prod-status</code>	أي منافذ شميم تستمع الآن
<code>make firmware</code>	بناء البرمجية الثابتة
<code>make android-test</code>	اختبارات التطبيق بلا جهاز ولا محاكي

◇ الكونسول الدائم تحت pm2

```
# وحده يعيد الخرج المحفوظة ولا يقرأ الإعداد restart - بعد تعديل المصدر أو البيئة
cd /Users/mrf/NexusPrimeOS
pm2 startOrReload ecosystem.config.js --only xbio-console --update-env
# مجسات
curl -sS http://127.0.0.1:8770/api/healthz
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8770/about
```

قيس عند البناء: xbio-console يعمل منذ 0 ساعة.

وضعُ الإعادة

حينَ لا تكونُ العقدةُ موصولةً يعيدُ الكونسولُ تشغيلَ مسحاتٍ حقيقيةٍ مسجلة - للعرض والتدريب وتصوير هذا الدليل - ولا يمكنُ أن يُخلَطَ بالحي.

```
# من جذر المستودع: منفذ منفصل ومجلد سجلات منفصل
XGIO_LOG_DIR=/tmp/xbio_replay_logs \
  hub/enose/.venv/bin/python -u hub/enose/live_console.py \
  --host 127.0.0.1 --http 18770 --no-monitor --replay ml/enose/data/live_captures
```

- الوسمُ REPLAY أصفز في رأس كل شاشة، والمنفذ يُقرأ replay:live_captures.
- الحفظ مرفوض بـ409: المسحة المُعادة نسخة ممّا في المكتبة أصلاً، وإعادتها تضخم كلَّ عدّ وكلَّ دقة.
- القياساتُ المحيطةُ وفحوص الثبات ليست في التسجيل، فتظهر «غير معروف».
- XGIO_LOG_DIR يُعيدُ سجلات الإعادة عن سجلات الكونسول الحي.
- make replay هو الطريق المختصر للأمر نفسه على المنفذ الافتراضي.

الجودة والتحقق

أمر واحد يشغل كلَّ فحصٍ حقيقيٍّ في المستودع بلا بيانات مصطنعة، ويعلن ما يتخطاه: bash scripts/verify_all.sh

49

اختبارًا للتطبيق

0

متخطى

1

ساقطًا

12

فحصًا ناجحًا

الفحص	النتيجة
py_compile	● ناجح all hub + ml modules
ruff pyflakes	● ناجح F
pytest ml/enose	● ناجح 41 passed
pytest hub/enose	● ناجح 196 passed
pytest hub/gateway	● ناجح 57 passed
gateway boot + honest no-device state	● ناجح
pytest hub/analytics	● ناجح 38 passed
pytest hub/recognizer	● ناجح 32 passed
firmware [SUCCESS], 0 src warnings	● ناجح Flash: [] 4.7%
firmware+BLE [SUCCESS], 0 src warnings	● ناجح Flash: [=] 8.6%
pio test native	● ناجح 8 test cases: 8 succeeded
android: 49 unit tests, 0 failed + assembleDebug	● ناجح APK built
android release/lint	● ساقط

السقوط مسؤلي: بناء إصدار أندرويد توقّف عند الفحص الساكن (lint) بـ 1 خطأ و17 تحذيرًا: SuspiciousIndentation في `android/app/src/main/java/com/xbio/sentinel/ui/InstrumentCards.kt:323`. أما النسخة التجريبية فتُبنى، واختبارات التطبيق تمرّ.

وبعد أيّ تعديل: شغل الفحص كاملاً قبل أيّ ادّعاء نجاح، واقرأ النتيجة من سطر كلّ فحص لا من عنوان الملخص وحده.

الأعطال الشائعة

ما يراه المشغل، وسببه في الكود، وما يفعله.

ما تراه	سببه	ما تفعله
«غير متصل» بعد «اتصال + HELLO»	لا عقدة على المنفذ، أو كابل لا ينقل بيانات، أو وصلة لا تصل إلى USB-CDC	صِل العقدة بكابل بيانات في منفذ USB الأصلي ثم أعد HELLO
«CONTAMINATED» أو نسبة R0 منخفضة	الحساس ملوث أو بارد ومقاومته دون WARM	«تهوية» في هواء نظيف، ثم «حرق تنظيفي» إن لزم، ولا تحفظ عيّنات الآن
«استقّ تثبت»	القراءات المتتابعه تتغيّر أو انجرأف المسحة فوق العتبة	انتظر حتى تثبت؛ الإحماء الأول يحتاج 30 دقيقة
الحفظ مرفوض	وضع إعادة (409) أو مسحة لم تجتز بوابة القبول	اشم من العقدة الحية بعد الثبات؛ و«احفظ رغم ذلك» يذهب إلى الحجر لا المكتبة
«الدقة غير قابلة للقياس بعد»	صنف مسجل في جلسة واحدة	سجل كل صنف في جلستين يفصلهما أكثر من 120 ثانية
تعديل لا يظهر في الكونسول	pm2 restart يعيد الحُجج المحفوظة	pm2 startOrReload ... --update-env
E_NOHELLO من العقدة	أمر التقاط قبل المصافحة	أرسل HELLO أولاً
401 على كل طلب	الكونسول يعمل برمز XBIO_AUTH_TOKEN	ألصق الرمز في صندوق «الرمز»
«هذا الجهاز لا يصلح للتسجيل» في الهاتف	فشل فحص الإصدار أو الحساس	افحص وصل الحساس بـ SCAN ثم INIT، أو حدّث البرمجية الثابتة

حدودُ الصدق

ما لا يقوله هذا الدليل، ولماذا.

- لا نموذج مدّربًا: المكتبة 17 مسحة في 2 أصناف وليس لكلِّ صنفٍ جلستان، فالمدربُ يرفضُ التدريبَ أمانةً.
- العقدة لم تبلغِ الإحماء: آخرُ لقطةٍ USB مودعة (15e0774) أثبتتُ HELLO ببرمجيّة 2.3.0 وأجاب الحشاش COLD — والبرمجيّة لا تعلنُ READY قبل 30 دقيقةً تسخينٍ متواصل.
- التحققُّ الشامل 12 ✓ 10 ✗: السقوط بناءً إصدارِ أندرويد عندَ الفحصِ الساكن، مسمّى في «الجودة والتحقُّق».
- لم يُصوّر: تطبيقُ أندرويد (لا هاتفٌ موصول)، والبوّابة والمميّز Grafana و InfluxDB (مطفأةٌ عندَ البناء — «الخدمات والمنافذ»).
- حدودُ الادّعاء: ليس جهازًا طبيًّا، ولا يحدّدُ المركّباتِ كيميائيًّا، وليس كاشفٌ غازٍ معتمدًا، ولا يُعلنُ جاهزًا للسوقِ قبلَ توقيعِ المالك.

كيف صُوِّر هذا الدليل

بمتصفّحٍ آليٍّ على 900×1440، من نسخةٍ إعادةٍ منفصلةٍ على 18770 بمجلّدٍ سجّلاتٍ منفصل، والكونسولُ الحيُّ على 8770 قراءةً فقط.

الدفعة	لقطات	المسموح من غير GET	ما أُجهّض
الشاشاتُ العشرُ و«عن» والمنبُج والحيّ	14	لا شيء	1 (خطوطٌ خارجيّة)
HELLO والصحةُ والشّم	5	/api/sniff_stream · /api/hello · /api/health	0
البصمةُ والالتبّاش بعدَ شمة	2	/api/sniff_stream · /api/hello	0

المكتبة لم تُمَسّ: بصمةُ m1/enose/data/live_captures قيسَتْ قبلَ كلّ دفعةٍ وبعدها فلم تتغيّر. وسجّلُ أحداثِ الكونسولِ الحيّ hub/enose/logs/xbio.jsonl تغيّر أثناء التصوير، لأنّ الكونسولَ الحيّ على 8770 يسجّلُ طلباته وقد فُتحتُ صفحته بطلباتِ GET فقط — والمكتبة لم تتغيّر.

مصادر الأرقام

كل رقم متغير في هذا الدليل قُري من موضعه لحظة البناء — فإن تغيّر الكود تغيّر الدليل بإعادة بنائه.

القيمة	عند البناء	المصدر
درجات ملفّ التسخين	200/240/280/320/360 °C	ml/enose/features.py
أبعاد المتّجه المجعّد	36	ml/enose/features.py • FEATURE_ORDER
ملفّ التسخين وبصمته	XBIO_ENOSE_V1 • a91f3c0e	xbio_core/contracts.py
البرمجيّة الثابتة	xbio-enose-2.3.0+bme68x	firmware/src/main.cpp
التطبيق	com.mrf103.xbio 0.1.0	android/app/build.gradle.kts
أفعال البروتوكول	13	docs/protocols/ENOSE_SERIAL_PROTOCOL.md
عتبات الصّحة والجلسة	850,000 • 300,000 • 5% • 120 s	hub/enose/live_console.py
عتبتنا المميّز	0.93 • 0.25	hub/recognizer/app.py
عتبة الجِدّة	3	hub/enose/scent_id.py
بوابات القبول	9	ml/enose/evaluate.py
المكتبة	17 • 2	ml/enose/data/live_captures/*.jsonl
التحقّق الشامل	12/1/0	scripts/verify_all.sh